

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/detka-16-cali-do-kol-wozka-inwalidzkiego-advance-mobility-i-inne-p-94591.html>



Dętka 16 cali do kół wózka inwalidzkiego | Advance Mobility i inne

Cena	29,99 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	16pw//ubB5YX
Kod producenta	16pw//ubB5YX
Producent	Deli Tire
Rodzaj	dętka
Średnica kół (cale)	16
Marka	Deli Tyre
Kod producenta	16pw//ubB5YX
Rodzaj kół	Pompowane
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5

Opis produktu



Dętka 16 cali przeznaczona do **wózków inwalidzkich dziecięcych**, takich jak **Advance Mobility** oraz innych modeli z kołami w rozmiarze **16"**. Wykonana z trwałej, elastycznej gumy – odporna na przebicia i gotowa na intensywne użytkowanie.

Parametry:

- Rozmiar: **16 cali**
- Typ wentyla: **prosty / AV (samochodowy)**
- Zastosowanie: wózki inwalidzkie dziecięce (np. **Advance Mobility**)
- Stan: **fabrycznie nowa**
- Wysoka jakość – czeska produkcja

- ☐ Idealna do wymiany zużytej lub uszkodzonej dętki
- ☐ Pasuje do przednich i tylnych kół (jeśli mają 16 cali)
- ☐ Uniwersalna – pasuje do wielu marek i modeli



Przed zakupem dla pewności zawsze sprawdź wymiary i dane na swojej oponie.

Pamiętaj!

Przed założeniem nowej dętki do koła, upewnij się, że usunąłeś przedmiot, który uszkodził Twoją dętkę (szkło, kolec róży, pinezkę czy kawałek drutu) !

Obejrzyj dokładnie oponę od środka czy nie wychodzą druty z siatki stalowej i nie będą uszkadzać dętki. Warto też obejrzeć obręcz koła (rafkę) czy na powierzchni styku z dętką nie ma zadziórów lub ostrego, wystającego plastiku.

Jeżeli tego wszystkiego dokonałeś, możesz spokojnie zająć się montażem dętki w swoim kole.

Dętki nie dopychaj śrubokrętem lub ostrym narzędziem. Do zamknięcia opony na feldze używaj najlepiej dłoni lub specjalistycznych łyżek o zaokrąglonych końcach!