

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/detka-16-cali-do-wozka-inwalidzkiego-advance-mobility-przodtyl-p-94515.html>



Dętka 16 cali do wózka inwalidzkiego ADVANCE MOBILITY | przód/tył

Cena	29,99 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	adv/16pw/inw.
Kod producenta	adv/16pw/inw.
Rodzaj kół	Pompowane
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
Rodzaj	dętka
Średnica kół (cale)	16
Marka	Deli Tyre
Kod producenta	adv/16pw/inw.

Opis produktu



Dętka 16 cali do wózka inwalidzkiego ADVANCE MOBILITY

Pasuje do przednich i tylnych kół – niezawodność, komfort i bezpieczeństwo.

Wysokiej jakości dętka o rozmiarze **16 cali**, dedykowana do wózków inwalidzkich marki **ADVANCE MOBILITY**. Idealna zarówno do **kół przednich**, jak i **tylnych**. Wykonana z trwałej gumy odpornej na przebicia, zapewnia płynną i stabilną jazdę.

Specyfikacja techniczna:

-  Rozmiar: **16 cali**
- **????** Typ zaworu: **prosty**
-  Kompatybilność: **ADVANCE MOBILITY** – przód i tył
- **????** Grubość i elastyczność zapewniająca odporność na uszkodzenia
- **????** Możliwość szybkiej wymiany

???? Dlaczego warto?



- ✓ Uniwersalne dopasowanie – przód i tył
- ✓ Wysoka jakość materiału – mniej przebić i awarii
- ✓ Gładka jazda – większy komfort użytkownika
- ✓ Idealna do codziennego użytkowania

Przed zakupem dla pewności zawsze sprawdź wymiary i dane na swojej oponie.

Pamiętaj!

Przed założeniem nowej dętki do koła, upewnij się, że usunąłeś przedmiot, który uszkodził Twoją dętkę (szkło, kolec róży, pinezkę czy kawałek drutu) !

Obejrzyj dokładnie oponę od środka czy nie wychodzą druty z siatki stalowej i nie będą uszkadzać dętki. Warto też obejrzeć obręcz koła (rafkę) czy na powierzchni styku z dętką nie ma zadziorów lub ostrego, wystającego plastiku.

Jeżeli tego wszystkiego dokonałeś, możesz spokojnie zająć się montażem dętki w swoim kole.

Dętki nie dopychaj śrubokrętem lub ostrym narzędziem. Do zamknięcia opony na feldze używaj najlepiej dłoni lub specjalistycznych łyżek o zaokrąglonych końcach!